

Tecnología en Hematología

HEMAT 18



Tecnología en Hematología

HEMAT 18

Compacto, Ligero y Veloz



LICON

DISTRIBUIDO POR:

DIKYSA



TEMUJACAN SUR No. 161 COL. LA PAZ PUEBLA, PUE.
CONW. 230-51-51 CON 8 LINEAS

LADA 01 (800) 849-45-82

El nuevo LICON Hemat 18 es el instrumento de hematología que combina la tecnología, diseño ergonómico y rapidez en biometrías de 18 parámetros.

Su diseño permite una excelente organización de reactivos.



Ventajas:

- 18 parámetros con diferencial de tres partes: WBC, Lymph#, Gran#, Mids#, Lymph%, Gran%, Mids%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW.
- Realiza 60 muestras por hora.
- Volumen de muestra 10 µL.
- Incluye control de calidad con gráficas Levey-Jennings.
- Puerto para interface, entrada de USB.
- Pantalla de LCD a color, táctil.
- Puerto especializado para lector de código de barras.

Características:

- Sistema de almacenamiento hasta de 1000 resultados.
- Operación amigable de software multilinguaje.
- Bajo consumo de energía.
- Principio de medición por medio de impedancia.
- Impresora térmica incluida.
- Visualización e impresión de histogramas.

LICON HEMAThree

Kit de reactivos para el conteo y dimensionamiento de células sanguíneas, que contiene:

- 1-Reactivo Lixante 3x125 ml.
- 2-Reactivo Limpiador Enzimático 1x750 ml.
- 3-Reactivo Diluyente 1x5 L.

Controles y calibradores disponibles:

- Ex-Trol 3 niveles de control (Bajo, Normal, Alto)
- Ex-Cal calibrador



Laboratorios LICON, S.A.

(55) 5362 0299 (55) 5362 1792 lada sin costo 01 (800) 5069600
www.licon.com.mx MÉXICO

AWT-2011