



# Introducción de la última tecnología en la visualización de venas



Segunda generación: AV400



Tercera generación: AV500

## Comparación de características

	AV400	AV500
Color de proyección	Rojo	Verde
Clasificación de la operación del láser	Clase 2	Clase 1
Rango de trabajo	4" a 12" (10 a 30 cm)	4" a 12" (10 a 30 cm)
Compatible con la cubierta de protección	Sí	Sí
Niveles de brillo	No	3
Color alrededor de la pantalla	Azul	Morado
Compatible con los soportes y las bases de AV400 y AV300	Sí	Sí



Nivel de brillo

Bajo



Normal



Brillante



Modo inverso

Para obtener más información, visitar [accuvein.com](http://accuvein.com) o llamar al **1.888.909.8888**