

Innovador, seguro y enfocado a la satisfacción del paciente y trabajador de la salud.

Para recolección de sangre elige BD Vacutainer® *UltraTouch™* Push Button

Código	Descripción	Paquete/caja
367393	21G x .75" aguja con tubo flexible de 7" y adaptador Luer	50/200
367365	21G x .75" aguja con tubo flexible de 12" y adaptador Luer	50/200
367392	23G x .75" aguja con tubo flexible de 7" y adaptador Luer	50/200
367364	23G x .75" aguja con tubo flexible de 12" y adaptador Luer	50/200
367391	25G x .75" aguja con tubo flexible de 7" y adaptador Luer	50/200
367363	25G x .75" aguja con tubo flexible de 12" y adaptador Luer	50/200

1. Comparison of Penetration Force for the BD Vacutainer® UltraTouch™ Push Button Blood Collection Set with PentaPoint™ Comfort Bevel and RightGauge™ Cannula to the Current BD Vacutainer® Push Button Blood Collection Set with Thin Wall 3-Bevel Cannula Becton, Dickinson and Company ©2015 BD VS9248-WP
2. Evaluation of Tube Fill Time of the BD Vacutainer® UltraTouch™ Push Button Blood Collection Set with PentaPoint™ Comfort Bevel and RightGauge™ Cannula as Compared with the Current BD Vacutainer® Push Button Blood Collection Set with Thin Wall 3-Bevel Cannula Becton, Dickinson and Company ©2016 BD VS9249-WP
3. Performance Evaluation of BD Vacutainer® UltraTouch™ Push Button Blood Collection Set and Comparison with the Current BD Vacutainer® Push Button Blood Collection Set for Visual and Analytical Indicators of Hemolysis Becton, Dickinson and Company ©2015 BD VS9250-WP



BD Life Sciences
Sistemas Preanalíticos
Monte Pelvoux 111, Piso 9
Lomas de Chapultepec
C.P. 11000, Ciudad de México

www.bd.com/vacutainer/mexico

BD, el logotipo BD y todas las marcas registradas son propiedad de Becton, Dickinson and Company. ©2017

Siente una nueva experiencia



BD Vacutainer®
UltraTouch™ Push Button
para toma de muestra

*La mejor opción de BD Vacutainer®
para el acceso venoso difícil.*



Siente una nueva experiencia


Sólo el sistema de recolección de sangre BD Vacutainer® **UltraTouch™** combina la tecnología de confort de bisel BD Pentapoint™ con la pared Ultra Delgada BD RightGauge™.



Disminuye notablemente las molestias del paciente.


La tecnología BD Pentapoint™ reduce en un **32%** la fuerza de penetración de la aguja¹.

La única aguja de recolección de sangre con un diseño optimizado de 5 biseles:




Mejora la punción venosa.

La tecnología BD RightGauge™ de pared Ultra Delgada permite el uso de un menor calibre sin comprometer el flujo de llenado ni la calidad de la muestra.



Mejora el tiempo de llenado².



Reduce las lesiones por punciones hasta un **88%³**.

El dispositivo de seguridad se activa con una sola mano y retrae la aguja aún en vena inmediatamente después de su uso.

Mejor ajuste para venas pequeñas y difíciles.



23G Pared delgada de 3 biseles



25G BD Vacutainer® UltraTouch™ Push Button