

e32

Eritrosedimentación Automática



Características principales

- » Trabaja directamente a partir del tubo de hemograma (EDTA)
- » Sin consumibles
- » Método de Westergren (método de referencia)
- » Curva de sedimentación disponible
- » 32 resultados en sólo 25 minutos



Asistencia Técnica WL

www.wiener-lab.com

 **Wiener lab.**



Eritrosedimentación Automática

SIMPLE Y RÁPIDO

CAPACIDAD DE CARGA:
32 posiciones

OPERACIÓN SIMPLE

Sólo 3 pasos:

- Lectura de código de barra
- Homogeneización
- Escaneo infrarrojo (resultados)



Lector de código de barra incorporado

Sistema Operativo Android
Interface gráfica innovadora: LCD, touch screen, color

CONFIABLE

- ▶ Método de análisis: AI machine learning
- ▶ Principio de medida: fotometría de infrarrojo
- ▶ Control de Calidad
- ▶ Libre de mantenimiento
- ▶ Ecológico: sin desechos

CONECTIVIDAD

COMUNICACIÓN:

- Puertos USB
- Ethernet

CONEXIÓN AL LIS:

- ▶ Host Query
- ▶ Protocolo HL7

Impresora térmica incorporada



Wiener Laboratorios S.A.I.C
Riobamba 2944, S2003GSD Rosario, Argentina
Tel.: +54 341 4329191/6
marketing@wiener-lab.com

- Facebook: Wiener lab.
- Twitter: @Wiener_lab
- Instagram: @Wienerlabgroup
- LinkedIn: Wiener lab.



www.wiener-lab.com